
옥살레이트-철 착화합물 합성과 광화학 반응

Purpose


• 목표 : 철 착화합물을 합성하고 이의 광화학 반응을 이용해서 청사진을 만든다.

• 핵심개념 : 전이금속 리간드, 착 화합물, 광화학반응, 광량계

배위결합 (Coordinate Bond)





리간드




한 자리 리간드

여러 자리 리간드 (킬레이트 리간드)







전이금속(transition metal)




전이금속 특징







착화합물 (Complex Compound)



착이온의 구조



[금속착물의 모양]




선형 (두 개 배위) sp 사면체형 (네 개 배위) sp³


사각평면 (네 개 배위) dsp² 팔면체형 (여섯 개 배위) d²sp³ or sp³d²

$$FeCl_3 \cdot 6H_2O + 3K_2C_2O_4 \cdot H_2O \rightarrow K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O + 3KCI + 6H_2O$$

$$K_3[Fe(C_2O_4)_3]$$
 착화합물



광화학반응(photochemical reaction)



ChemistryLearner.com

광화학반응 메커니즘

$$\begin{split} [\text{Fe}(\text{III})(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3\text{-}} &+ h\nu &\to & [\text{Fe}(\text{II})(\text{C}_2\text{O}_4)_2]^{2\text{-}} &+ [\text{C}_2\text{O}_4]^{\text{-}} \\ [\text{Fe}(\text{III})(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3\text{-}} &+ [\text{C}_2\text{O}_4]^{\text{-}} &\to & [\text{Fe}(\text{III})(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{2\text{-}} &+ [\text{C}_2\text{O}_4]^{2\text{-}} \\ [\text{Fe}(\text{III})(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{2\text{-}} &\to & [\text{Fe}(\text{II})(\text{C}_2\text{O}_4)_2]^{2\text{-}} &+ 2\text{CO}_2 \end{split}$$

철 - 옥살레이트 착화합물의 광화학반응 (청사진)

 $K_3[Fe(CN)_6] + Fe^{2+} \rightarrow KFe(II)Fe(III)(CN)_6 (Turnbull's blue)$

Chemicals & Apparatus

Apparatus

저울, 오븐, Hot plate, 비커, 눈금실린더, 삼각플라스크, Pipette, 시계접시(또는 Petri Dish), 시험관: 3개, Spatula, 유리막대, 뷰흐너 깔때기, aspirator, 여과지, 은박지

Chemicals:

- K₂C₂O₄·H₂O : Potassium oxalate monohydrate
- FeCl₃·6H₂O : Iron(III) chloride hexahydrate
- 2M H₂SO₄: sulfuric acid
- 0.1M K₃Fe(CN)₆: Potassium ferricyanide(III)

실험 A K₃[Fe(C₂O₄)₃]·3H₂O의 합성


실험 B K₃[Fe(C₂O₄)₃]·3H₂O의 광반응

실험 C K₃[Fe(C₂O₄)₃]·3H₂O 청사진


실험 A K₃[Fe(C₂O₄)₃]·3H₂O의 합성



① (100ml비커) 4.4 g의
FeCl₃·6H₂O 의 무게를 측정해
서 넣고 5~6mL의 찬 증류수
를 넣어 녹인다.



② (50ml 삼각플라스크) 9g 의 **K**₂**C**₂**O**₄·**H**₂**O**의 무게를 측정해서, 15 mL의 증류수 를 넣고 녹을때 까지 물중 탕 하면서 가열한다.




③ FeCl₃·6H₂O의 용액에,
 뜨거운 K₂C₂O₄·H₂O를 가하고, 녹여준다.
 (노란색 -> 초록색)

탕 하면서 가열한다.

①,②: stirring bar 사용하면 잘 녹음.

실험 A K₃[Fe(C₂O₄)₃]·3H₂O의 합성



④ 은박지로 싸서 빛을 차단하고 얼음(또는 찬물)에 비커를 두어 결정이 생길 때까지 기다린다. (15분 이상)



⑤ 결정화된 생성물을 감압 장치를 이용하여 거르고, 침전물을 **아세톤**으로 씻어서 건조한다. (유리막대로 긁어 모은다)




 ⑥ 잘 건조 후(오븐), 무게를 측정후 % 수득률을 구한다.
 바로 다음 실험(실험B)을 수행한다 (연두색)

→ 여과지 무게 미리 잴 것!

실험 B K₃[Fe(C₂O₄)₃]·3H₂O의 광반응



① 0.7g의K₃[Fe(C₂O₄)₃]·3H₂O (실험A제조)을 삼각플라스크 (250ml)에 넣고 100mL 증류수와 3mL의 2M H₂SO₄ 를 첨가하고 잘 섞는다. → 은박지로 차단 한 후 황산첨가.




② 가,나,다 3개의 시험관을 준비해서 각각 ①에서 만든 용액 10ml씩을 넣는다.

가 : 은박지로 바로 빛을 차단

나 : 2분간 빛을 쪼인 후 은박지로 빛을 차단 (휴대폰 사용)

다: 10분간 빛을 쪼인 후 은박지로 빛을 차단 (휴대폰 사용)



③ 각 시험관에 1ml 씩의
 0.1M K₃Fe(CN)₆ 용액을
 가하고, 변화를 관찰한다.
 (변화한 3가지 시험관
 사진촬영)


실험 C K₃[Fe(C₂O₄)₃]·3H₂O 청사진




① 실험B 에서 이미 제조한

K₃[Fe(C₂O₄)₃]·3H₂O 남은 용액을

시계접시(혹은 Petri dish)에 붓고,이 용액에 여과지를 적신 후 오븐에서 말린다. (잘 마르지 않으면 드라이기 사용)



② 건조된 여과지 위에 원하는 모양으로 만들기 위해서 본인의 열쇠나 은박지를 씌운 물체를 올리고 그 위에서 빛(휴대폰)을 쪼인다. (10분 소요)



③ 건조한 여과지를 0.1M
 K₃Fe(CN)₆용액을 담아둔
 시계접시 (Petri dish) 위에 넣어
 이 용액으로 적신 후, 증류수로
 씻는다. (노란색 부분은 씻김)

④ 관찰결과를 사진 촬영한다.